



白元アース株式会社

2018年8月

快適ガードプロに加湿効果をプラス！
『快適ガードプロ のど潤いプラス』
新発売！

白元アース株式会社（本社：東京都 台東区、社長：吉村一人）は、ガード力の高い加湿マスク『快適ガードプロ のど潤いプラス』を8月24日より新発売いたします。

『快適ガードプロ のど潤いプラス』は、ウェットフィルターで乾燥したのどを潤しつつ、快適ガードプロの特長であるマスク内側の鼻部分に装着された“ノーズクッション”が、鼻とマスクの間にピッタリフィットし、スキマを大幅に減らします。のどの乾燥対策だけでなく、花粉やウイルス飛沫はもちろん、 $0.1\mu\text{m}$ の微粒子もカットするため、一日を通して使えるのどの乾燥対策用マスクです。

さらに、ノーズクッションが鼻とマスクの間にピッタリフィットし、鼻部分から上方向への呼気のもれを防ぎメガネのくもりをカットするため、メガネ使用者の方にも快適にご使用いただけます。

白元アースは、『快適ガード』シリーズの強化を図っていくことで、市場のさらなる活性化を目指してまいります。



快適ガードプロ のど潤いプラス
レギュラーサイズ3セット入



商品特長

- 左右2枚のウェットフィルターがマスクの内側を加湿状態にし、乾燥したのどをうるおします。
- ノーズクッションでフィット！
スキマなしで徹底ガード
鼻とマスクの間にピッタリフィットし、スキマを大幅に減らします。
- メガネのくもりをカット
ノーズクッションが鼻周辺からの呼気のもれを防ぎ、メガネのくもりを軽減します。
- 強力ガードなのに息がラク！快適フィルター
ガード力があって通気性の良いフィルターだから、息がしやすく快適です。
- 0.1 μ mの微粒子・花粉・ウイルス飛沫を99%カット(フィルター性能)
特殊静電フィルターが花粉・ウイルス飛沫はもちろん、0.1 μ mの微粒子もカット。
- 耳が痛くないふんわり幅広耳ひも
幅が広く柔らかい耳ひもで、耳への負担をやわらげます。
- 口もとに空間を作り、息苦しくない立体形状

フィルター部捕集性能 (平均値)

- 0.1 μ mの微粒子:99%カット—PFE試験(0.1 μ m)
- ウイルス飛沫:99%カット—VFE試験(平均約3.0 μ m)
- 花粉:99%カット—花粉捕集効率試験(約30 μ m)

使用方法

①マスクを袋から1枚ずつ取り出します。

②ウェットフィルターをアルミ袋から取り出し、マスクの内側にある左右のポケットのできるだけ奥へ1枚ずつ入れてください。



③ノーズクッションがついている側を顔側にして、ノーズクッションを鼻にあてながらひもを両耳にかけます。



④ノーズクッションをスキマができないよう鼻の部分にピッタリと合わせます。



商品概要

商品名	希望小売価格	内容量	サイズ 幅×高さ×奥行(mm)	素材
快適ガードプロ のど潤いプラス レギュラーサイズ3セット入	オープン	3セット	130×220×26	本体・フィルタ部: ポリプロピレン 耳ひも部: ナイロン、ポリウレタン ノーズクッション:ポリエチレン ウェットフィルター:レーヨン、 ポリエステル

発売日:2018年8月24日 販売ルート:全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター

消費者の方のお問い合わせ
白元アース株式会社 お客様相談室
TEL 03-5681-7691

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
〒110-0015東京都台東区東上野2-21-14
<http://www.hakugen-earth.co.jp/>

当りリリースに関するお問い合わせ
白元アース株式会社 宣伝担当

TEL:03-3852-2350 FAX:03-5681-3033
〒123-0853 東京都足立区本木2-4-23
e-mail:ad-comu@hakugen-earth.co.jp